

# C.Brucella Ab \_개 브루셀라 항체 진단 키트

## 제품 소개

효능/효과 : 개 브루셀라 항체 검출

사용검체 : 전혈, 혈청, 혈장

제품구성 :


- BIONOTE Rapid Brucella 항체 검사 디바이스
- 캐필러리 튜브
- 검체 희석액

특징 :

- C.Brucella 항체 검출
- 간편하고, 신속한 검사 가능
- 민감도 90%, 특이도 90.1%



## 검사 방법



## 제품 정보

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
RB2103DD	C.Brucella Ab	Device	10 Tests/Kit