

FCoV Ab _고양이 코로나 항체 진단 키트

제품 소개

효능/효과 : 고양이 코로나 바이러스 항체 검사

사용검체 : 전혈, 혈청, 혈장

제품구성 :


- BIONOTE Rapid FCoV 항체 검사 디바이스
- 캐필러리 튜브
- 검체 희석액
- 항응고제 처리용 튜브

특징 :

- FCoV 항체 검출
- 간편하고, 신속한 검사 가능
- 민감도 96.0%, 특이도 97.9% (IFA 대비)



검사 방법



제품 정보

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
RB2203DD	FCoV Ab	Device	5 Tests/Kit