

CDV/CIV Ag 개 디스템퍼/인플루엔자 항원 동시 진단 키트

개 디스템퍼/인플루엔자 항원 동시 진단 키트의 의의

개 디스템퍼 바이러스는 대표적인 개의 호흡기 질병으로 치사율이 높은 질병입니다. 2007년 새롭게 발견된 개 인플루엔자 바이러스는 개 디스템퍼 바이러스보다 치사율은 낮지만 기침, 고열을 동반하여 전염성이 높고 지속적인 치료를 요하는 질병입니다. 이런 중요한 호흡기 질환을 동시 진단함으로써 환자의 격리, 치료 방법을 선택하여 예후를 알 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

제품 소개

효능/효과 : 개 디스템퍼, 인플루엔자 바이러스 항원 검출

사용검체 :

- CDV - 안구 분비물, 비말, 타액, 뇨, 혈청, 혈장
- CIV - 코 분비물

제품구성 :


- BIONOTE Rapid CDV, CIV 항원 검사 디바이스
- 점적용 드롭퍼
- 검체 희석액이 든 검체 채취 튜브 2종
- 검체 채취용 면봉 2종 (CIV 전용 면봉 별도 포장)



특징 :

- CDV/CIV 신속진단
- 증상이 유사한 두 호흡기 질병의 동시 진단

검사 방법



제품 정보

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
RC1110DD	CDV/CIV Ag	Device	10 Tests/Kit