

FeLV Ag/FIV Ab _고양이 백혈병 항원/면역결핍증 항체 진단 키트

제품 소개

효능/효과 : 고양이 백혈병 바이러스 항원과 면역결핍증 바이러스 항체 검출


사용검체 : 전혈, 혈청, 혈장

제품구성 :


- BIONOTE Rapid FeLV 항원, FIV 항체 검사 디바이스
- 캐필러리 튜브
- 검체 희석액
- 항응고제 처리용 튜브

특징 :

- FeLV와 FIV 신속 및 동시 진단
- FeLV 민감도 94.7%, 특이도 99.7%
- FIV 민감도 96.8%, 특이도 99.6%



검사 방법



제품 정보

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
RC1204DD	FeLV Ag/FIV Ag	Device	5 Tests/Kit