

SWINE - 돼지췌코바이러스관련질병 (PCVAD)

PCV2 Ab ELISA

간접 효소면역측정법을 이용하여 돼지의 혈청 및 혈장에서 돼지췌코바이러스 2형의 Nucleocapsid 단백질에 대한 항체를 검사하는 엘리자 키트



돼지췌코바이러스관련질병(PCVAD)은 돼지췌코바이러스 2형(PCV2)과 관련이 있는 다양한 질병을 의미합니다. PCV2는 돼지이유후만성소모성증후군(PMWS) 뿐만 아니라 돼지피부염신장장애증후군(PDNS), 돼지호흡기복합감염증(PRDC), 번식질환과도 관련이 있으며, PCV2 감염 이후 다른 병원체 감염, 면역 저하, 스트레스 등으로 PCVAD가 나타날 수 있습니다.

제품 사양



축종 - 돼지



검체 - 혈청, 혈장 10 µl



검사 시간 - 75분



보관 온도 - 2~8°C


제품 특징

- 중화항체와 높은 상관관계를 보이는 IgG를 검출함으로 PCV2 방어능력 측정 가능
- 다른 돼지질병 바이러스에 대한 항체와 교차반응 없음

제품 적용

- PCV2 감염에 대한 대규모 모니터링 검사
- PCV2 백신 접종 이후 항체 형성 여부 확인
- 돈군의 PCV2 방어능력을 측정을 통해 PCVAD 사전 예방

검사 방법



주문 정보 (나라장터 종합쇼핑몰 물품식별번호 : 22888143)

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
EB4417PO	PCV2 Ab ELISA	Microplate	480 Wells/Kit