

CPV Ag ₁₀개 파보 항원 진단 키트

제품 소개

효능/효과 : 개 파보 바이러스 항원 검사

사용검체 : 분변 (Anal swab or Fresh feces)

제품구성 :


- BIONOTE Rapid CPV 항원 검사 디바이스
- 점적용 드롭퍼
- 검체 희석액이 든 검체 채취 튜브
- 검체 채취용 면봉

특징 :

- CPV 신속진단
- CPV, CPV2a, CPV2b, CPV2c 모두 검출 가능
- CPV 백신 접종에 결과 영향 없음
- 민감도 100%, 특이도 98.8% (PCR 대비)



검사 방법



제품 정보

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
RG1101DD	CPV Ag	Device	10 Tests/Kit