


Vcheck SDMA

Vcheck SDMA를 선택해야만 하는 이유,
지금 바로 알려 드립니다.




첫째, Gold standard와의 높은 상관성

SDMA 측정의 골드스탠다드 검사인 HPLC(High-Performance Liquid Chromatography)와의 상관성은 타사 장비 ($R^2=0.8871$)보다 Vcheck SDMA ($R^2=0.9624$)가 더 높습니다.




둘째, 진단검사실 의뢰 검사와의 높은 상관성

진단검사실에 의뢰된 SDMA 검사 결과와 비교하였을 때, Vcheck SDMA는 높은 상관성($R^2=0.9686$)을 가지고 있습니다.




셋째, 높은 spiking 회수율

타사 장비 ($R^2=0.8793$)에 비해 Vcheck SDMA ($R^2=0.9686$)의 spiking 검체의 회수율이 높게 나타났습니다.



넷째, 동종 유사체에 대한 높은 특이도

SDMA와 유사한 구조를 갖는 3가지 물질 (NMMA, ADMA, L-arginine)에 대한 교차반응성 검사 결과, 동종 유사체에 대한 교차반응은 거의 없는 것으로 확인되었습니다. (1% 미만)



이제, 며칠씩 기다려야 하는 SDMA 검사 의뢰 보내지 마세요!

합리적인 비용의 정확한 SDMA 검사,
Vcheck SDMA로 가능합니다.

