

국내 최초, 바베시아 항체 검출이 가능한


바이오노트 개 바베시아 항체 진단 키트



바베시아 감염증은
더 이상 제주도만의 질환이 아닙니다.

- 빈혈환자 의뢰 혈액의 **21%가 바베시아 양성**
(2년간 의뢰된 혈액 샘플 691건 중 145건)

이 중 79%가 서울, 경기권의 수도권 지역에서 발생!



자료: 팜애니랩

BIONOTE


Rapid Canine Babesia Ab

- 축종 : 개
- 검체 : 전혈, 혈청 및 혈장
- 검사 시간 : 15분
- 보관 온도 : 2 - 30°C




임상적 활용법

- PCR이나 IFA 검사법보다 **신속하게** 진단 가능
- **PCR 검사와 함께** 정확한 바베시아 감염증 진단에 도움



검사 방법



주문 정보

Product No.	Product Name	Product Type	Packing Unit
RB2126DC	Rapid Canine Babesia Ab	Device	5 Tests/Kit