

CDV Ag _개 디스토펙퍼 항원 진단 키트

제품 소개

효능/효과 : 개 디스토펙퍼 바이러스 항원 검출

사용검체 : 안구 분비물, 비말, 타액, 뇨, 혈청, 혈장

제품구성 :


- BIONOTE Rapid CDV 항원 검사 디바이스
- 점적용 드롭퍼
- 검체 희석액이 든 검체 채취 튜브
- 검체 채취용 면봉

특징 :

- CDV 신속진단
- CDV 백신 접종에 결과 영향 없음
- 민감도 98.8%, 특이도 97.7% (PCR 대비)



검사 방법



제품 정보

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
RG1103DD	CDV Ag	Device	10 Tests/Kit