

BOVINE - 소브루셀라병

B.Brucella Ab ELISA 2.0



간접 효소면역측정법을 이용하여 소의 혈청, 혈장 혹은 원유에서 *B.abortus* LPS 항원에 대한 항체를 검사하는 엘리자 키트

소브루셀라병은 브루셀라균 (주로 *Brucella abortus*)에 의한 질병으로, 임신 말기(7~8개월)에 유산을 일으키며, 수소에서는 고환염 등의 생식기 질환을 일으킵니다. 이 질병은 국내 제2종 가축전염병으로 지정되어 있고, 사람에도 감염되는 인수공통전염병입니다. 이 질병에 대한 기존 혈청학적 진단법과 비교할 때, 엘리자 키트를 이용하면 다양한 검체 사용이 가능하며 더욱 정확한 검사 결과를 얻을 수 있습니다.

제품 사양



축종 - 소



검체 - 혈청, 혈장 10 µl, 원유 100 µl



검사 시간 - 105분



보관 온도 - 2~8°C


제품 특징

- *Brucella abortus, melitensis, suis* 에 대한 항체 진단 가능
- 타사 엘리자 키트 대비 우수한 민감도 및 특이도 (혈청 - 100%, 97.9% / 원유 - 100%, 99.1%)
- *Yersinia enterocolitica* 교차반응 없음
- OIE 표준 검사 인증 (*B.abortus* 1119-3)

제품 적용

- 소브루셀라병에 대한 실험실적 진단
- 소브루셀라병에 대한 대한 대규모 모니터링

검사 방법



주문 정보 (나라장터 종합쇼핑몰 물품식별번호 : 24105621)

제품번호	제품명	제품유형	포장단위
EB4301PO	B.Brucella Ab ELISA 2.0	Microplate	480 Wells/Kit